

NOWOŚĆ!

CENA 14700 PLN

LAMPA HILITE POWER 3D

Przy zakupie dowolnego asortymentu kompozytu Signum (pojedyncze strzykawki, sety) za kwotę 6 800 pln otrzymasz 3 500 pln rabatu na lampę **HiLite Power 3D**.



Cena Lampy Hilite Power w tej promocji to 7 900 pln (standardowa cena lampy to 11 400 pln).

Lampa Hilite Power 3D posiada programy do polimeryzacji struktur drukowanych w technologii 3D.



CENA 3140 PLN

LAMPA HILITE PRE2

Przy zakupie materiału Signum za kwotę 2550 PLN, otrzymasz 1400 PLN rabatu na lampę **HiLite pre2**.

Cena lampy w promocji to 590 PLN (standardowa cena lampy to 1990 PLN).



ZESTAW ZAWIERA: Signum ceramis dentine 4g: DA2; DA3; DA3.5; DA4.
Signum ceramis enamel 4g: EL; EM; ED.
Signum matrix 4g: SD1; OS1; OS2; OT1; OT10; OTY; OTB. Signum cre-acvtive 3g: corn, maroon, white, umbra. Signum liquid 4ml. Signum HiLite pre2.

Kulzer - biuro: ☎ +48 606 289 698, ✉ info-poland@kulzer-dental.com, www.kulzer.pl

Team Manager: **Konrad Kędziora** ☎ +48 600 976 698, ✉ konrad.kedziora@kulzer-dental.com

Przedstawiciele regionalni Kulzer:

Piotr Kupis ☎ +48 604 241 425, ✉ piotr.kupis@kulzer-dental.com – Łódź, Kalisz, Konin i okolice

Maciej Grodner ☎ +48 605 900 533, ✉ maciej.grodner@kulzer-dental.com – Warszawa i okolice

Arkadiusz Pawlus ☎ +48 791 432 179, ✉ arkadiusz.pawlus@kulzer-dental.com – Wrocław, Opole i okolice

Łukasz Klek ☎ +48 501 847 491, ✉ lukasz.klek@kulzer-dental.com – Kraków, Rzeszów i okolice

Konrad Buras ☎ +48 511 797 751, ✉ konrad.buras@kulzer-dental.com – Katowice, Częstochowa i okolice

Ireneusz Gałus ☎ +48 697 489 789, ✉ ireneusz.galus@kulzer-dental.com – Lublin i okolice

Tomasz Grodecki ☎ +48 535 184 200, ✉ tomasz.grodecki@kulzer-dental.com – Poznań, Zielona Góra i okolice

Oferta ważna od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 lub do wyczerpania zapasów.

Realizacja promocji pod adresem e-mail: marta.brutkowska@kulzer-dental.com

Cena sugerowana detaliczna może ulec zmianie ze względu na drastyczny wzrost kursu euro.



<https://www.facebook.com/KulzerPolska>

www.kulzer.pl

signum®

MELIODENT®

Hera®

Protetyka - Oferta specjalna

lipiec - sierpień 2018



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Giving a hand to oral health.

CENA 345 PLN



HERAVEST SPEED + PŁYN INVESTMENT BS1

Heravest Speed – Bezgrafitowa masa osłaniająca do szybkiego procesu wygrzewania koron i mostów wykonanych z metali szlachetnych i nieszlachetnych.

OPAKOWANIE: Proszek 35 szt x 160 g (5,6 kg).
Płyn Investment BS1 900 ml – Płyn standardowy do mas osłaniających.
OPAKOWANIE: Płyn 900 ml

CENA 345 PLN



MOLDAVEST EXACT + PŁYN INVESTMENT BS1

Moldavest Exact – Bezgrafitowa z fosforanowym czynnikiem wiążącym, precyzyjna masa osłaniająca do szybkiego i kontrolowanego procesu wygrzewania koron i mostów wykonywanych z metali nieszlachetnych.

OPAKOWANIE: Proszek 35 szt x 160 g (5,6 kg)
Płyn Investment BS1 – Płyn standardowy do mas osłaniających.
OPAKOWANIE: Płyn 900 ml

CENA 489 PLN



MOLDAVEST MASTER + PŁYN INVESTMENT BS1

Moldavest Master – Kontrolowany proces wygrzewania. Precyzyjna masa osłaniająca przeznaczona do wykonywania modeli (powielanych silikonem i agarem) i form odlewniczych stosowanych w technice wykonywania protez szkieletowych. Do zastosowania z metalami szlachetnymi i nieszlachetnymi.

OPAKOWANIE: Proszek 45 szt x 450 g (20,25 kg)
Płyn Investment BS1 – Płyn standardowy do mas osłaniających.
OPAKOWANIE: Płyn 900 ml

NOWOŚĆ!

CENA 349 PLN

MOLDAROCK ROYAL

Nowy bardzo twardy gips Moldarock Royal, łączy w sobie dobre właściwości użytkowe.

Wiele korzyści:

- Doskonałe właściwości mieszania ręcznego dzięki kremowej konsystencji
- Dobrze zapywa, ale cały czas gwarantuje wysoką tiksotropię.
- Przeznaczony do odlewania 6 łuków w czasie 8 minut
 - Może być uwolniony z formy po 30 minutach.
- Brak późniejszego rozszerzenia, osiągnięcie maksymalnego wymiaru, stabilność - nawet po dłuższym przechowywaniu / utwardzaniu.
- Wysoka stabilność i odwzorowanie krawędzi.
- Tylko jeden gips stomatologiczny klasy IV do wielu zastosowań w pracowni protetycznej.



Szeroka gama zastosowań. Nadaje się do wszystkich wskazań tam gdzie wymagana jest wysoka jakość prac protetycznych, np.:

- Modele do techniki powielania modeli
 - Implantologia
- Modele składane i pełne modele do koron i mostów oraz wkładów i nakładów
- Precyzyjne przeciwstawne modele do ustawiania okluzji.

DOSTĘPNE KOLORY: Ivory, Light grey, Light brown, Golden yellow. OPAKOWANIE: 25 kg (nożyk Pała dodawany do zakupu jednego opakowania 25 kg Moldarock Royal dowolny kolor).

Nożyk wysyłany z biura Kulzer.

CENA 419 PLN



MOLDAVEST FUTURA + PŁYN INVESTMENT BS1

Moldavest Futura – Bezgrafitowa z fosforanowym czynnikiem wiążącym, precyzyjna masa osłaniająca do szybkiego i kontrolowanego procesu wygrzewania koron i mostów wykonywanych z metali szlachetnych.

OPAKOWANIE: Proszek 35 szt x 160 g (5,6 kg)
Płyn Investment BS1 - Płyn standardowy do mas osłaniających.
OPAKOWANIE: Płyn 900 ml

CENA 195 PLN

MELIODENT HC

Meliudent HC – Żywica akrylanowa do wykonywania protez dentystycznych.

Polimeryzacja na gorąco.



OPAKOWANIE: Meliudent HC proszek 1000 g + płyn 500 ml