

**NOWOŚĆ!**

**CENA 14700 PLN**

## LAMPA HILITE POWER 3D

Przy zakupie dowolnego asortymentu kompozytu Signum (pojedyncze strzykawki, sety) za kwotę 6 800 pln otrzymasz 3 500 pln rabatu na lampę **HiLite Power 3D**.



Cena Lampy Hilite Power w tej promocji to 7 900 pln (standardowa cena lampy to 11 400 pln).

Lampa Hilite Power 3D posiada programy do polimeryzacji struktur drukowanych w technologii 3D.



## LAMPA HILITE PRE2

Przy zakupie materiału Signum za kwotę 2550 PLN, otrzymasz 1400 PLN rabatu na lampę **HiLite pre2**.

Cena lampy w promocji to 590 PLN (standardowa cena lampy to 1990 PLN).



ZESTAW ZAWIERA: Signum ceramis dentine 4g: DA2; DA3; DA3,5; DA4.  
Signum ceramis enamel 4g: EL; EM; ED.  
Signum matrix 4g: SD1; OS1; OS2; OT1; OT10; OTY; OTB. Signum cre-actvite 3g: corn, maroon, white, umbra. Signum liquid 4ml. Signum HiLite pre2.

Kulzer - biuro: ☎ +48 606 289 698, ✉ info-poland@kulzer-dental.com, [www.kulzer.pl](http://www.kulzer.pl)  
Team Manager: **Konrad Kędziora** ☎ +48 600 976 698, ✉ konrad.kedziora@kulzer-dental.com  
Konsultant: **tech. dent. Agata Jankowska** ☎ +48 602 267 218, ✉ agata.jankowska@kulzer-dental.com

Przedstawiciele regionalni Kulzer:

**Piotr Kupis** ☎ +48 604 241 425, ✉ piotr.kupis@kulzer-dental.com – **Łódź, Kalisz, Konin i okolice**  
**Maciej Grodner** ☎ +48 605 900 533, ✉ maciej.grodner@kulzer-dental.com – **Warszawa i okolice**  
**Arkadiusz Pawlus** ☎ +48 791 432 179, ✉ arkadiusz.pawlus@kulzer-dental.com – **Wrocław, Zielona Góra, Opole i okolice**  
**Łukasz Klek** ☎ +48 501 847 491, ✉ lukasz.klek@kulzer-dental.com – **Kraków, Rzeszów i okolice**  
**Konrad Buras** ☎ +48 511 797 751, ✉ konrad.buras@kulzer-dental.com – **Katowice, Częstochowa i okolice**  
**Ireneusz Galus** ☎ +48 697 489 789, ✉ ireneusz.galus@kulzer-dental.com – **Lublin i okolice**  
**Tomasz Grodecki** ☎ +48 535 184 200, ✉ tomasz.grodecki@kulzer.dental.com – **Poznań i okolice**

Oferta ważna od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 lub do wyczerpania zapasów.

Realizacja promocji pod adresem e-mail: [marta.brutkowska@kulzer-dental.com](mailto:marta.brutkowska@kulzer-dental.com)  
Cena sugerowana detaliczna może ulec zmianie ze względu na drastyczny wzrost kursu euro.



<https://www.facebook.com/KulzerPolska>

[www.kulzer.pl](http://www.kulzer.pl)

signum®

MELIODENT®

Hera®

**Protetyka - Oferta specjalna**

**kwiecień - czerwiec 2018**



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

Giving a hand to oral health.



**CENA 345 PLN**

### HERAVEST SPEED + PŁYN INVESTMENT BS1

Heravest Speed – Bezgrafitowa masa ostanająca do szybkiego procesu wygrzewania koron i mostów wykonanych z metali szlachetnych i nieszlachetnych.

OPAKOWANIE: Proszek 35 szt x 160 g (5,6 kg).  
Płyn Investment BS1 900 ml – Płyn standardowy do mas ostanających.  
OPAKOWANIE: Płyn 900 ml



**CENA 345 PLN**

### MOLDAVEST EXACT + PŁYN INVESTMENT BS1

Moldavest Exact – Bezgrafitowa z fosforanowym czynnikiem wiążącym, precyzyjna masa ostanająca do szybkiego i kontrolowanego procesu wygrzewania koron i mostów wykonywanych z metali nieszlachetnych.

OPAKOWANIE: Proszek 35 szt x 160 g (5,6 kg)  
Płyn Investment BS1 – Płyn standardowy do mas ostanających.  
OPAKOWANIE: Płyn 900 ml



**CENA 489 PLN**

### MOLDAVEST MASTER + PŁYN INVESTMENT BS1

Moldavest Master – Kontrolowany proces wygrzewania. Precyzyjna masa ostanająca przeznaczona do wykonywania modeli (powielanych silikonem i agarem) i form odlewniczych stosowanych w technice wykonywania protez szkieletowych. Do zastosowania z metalami szlachetnymi i nieszlachetnymi.

OPAKOWANIE: Proszek 45 szt x 450 g (20,25 kg)  
Płyn Investment BS1 – Płyn standardowy do mas ostanających.  
OPAKOWANIE: Płyn 900 ml

**NOWOŚĆ!**

**CENA 349 PLN**

### MOLDA ROCK ROYAL

Nowy bardzo twardy gips Moldarock Royal, łączy w sobie dobre właściwości użytkowe.

Wiele korzyści:

- Doskonałe właściwości mieszania ręcznego dzięki kremowej konsystencji
- Dobrze zapywa, ale cały czas gwarantuje wysoką tiksotropię.
- Przeznaczony do odlewania 6 łuków w czasie 8 minut
  - Może być uwolniony z formy po 30 minutach.
- Brak późniejszego rozszerzenia, osiągnięcie maksymalnego wymiaru, stabilność - nawet po dłuższym przechowywaniu / utwardzaniu.
  - Wysoka stabilność i odwzorowanie krawędzi.
  - Tylko jeden gips stomatologiczny klasy IV do wielu zastosowań w pracowni protetycznej.



Szeroka gama zastosowań. Nadaje się do wszystkich wskazań tam gdzie wymagana jest wysoka jakość prac protetycznych, np.:

- Modele do techniki powielania modeli
  - Implantologia
- Modele składane i pełne modele do koron i mostów oraz wkładów i nakładów
- Precyzyjne przeciwstawne modele do ustawiania okluzji.

DOŚTĘPNE KOLORY: Ivory, Light grey, Light brown, Golden yellow. OPAKOWANIE: 25 kg (nożyk Pała dodawany do zakupu jednego opakowania 25 kg Moldarock Royal dowolny kolor).

Nożyk wysyłany z biura Kulzer.



**CENA 419 PLN**

### HERAVEST SPEED + PŁYN INVESTMENT BS1

Moldavest Futura – Bezgrafitowa z fosforanowym czynnikiem wiążącym, precyzyjna masa ostanająca do szybkiego i kontrolowanego procesu wygrzewania koron i mostów wykonywanych z metali szlachetnych.

OPAKOWANIE: Proszek 35 szt x 160 g (5,6 kg)  
Płyn Investment BS1 - Płyn standardowy do mas ostanających.  
OPAKOWANIE: Płyn 900 ml



**CENA 195 PLN**

### MELIODENT HC

Meliodont HC – Żywica akrylanowa do wykonywania protez dentystycznych.

Polimeryzacja na gorąco.

OPAKOWANIE: Meliodent HC proszek 1000 g + płyn 500 ml