

CENA 15430 PLN**LAMPA HILITE POWER 3D**

Przy zakupie dowolnego asortymentu kompozytu Signum (pojedyncze strzykawki, sety) za kwotę 7140 PLN otrzymasz 3680 PLN rabatu na lampę HiLite Power 3D.



Cena Lampy Hilite Power w tej promocji to 8290 PLN (standardowa cena lampy to 11970 PLN).

Lampa Hilite Power 3D posiada programy do polimeryzacji struktur drukowanych w technologii 3D.

**CENA 3290 PLN****LAMPA HILITE PRE2**

Przy zakupie materiału Signum za kwotę 2670 PLN, otrzymasz 1470 PLN rabatu na lampę HiLite pre2.

Cena lampy w promocji to 620 PLN (standardowa cena lampy to 2090 PLN).



ZESTAW ZAWIERA: Signum ceramis dentine 4g: DA2; DA3; DA3.5; DA4.
Signum ceramis enamel 4g: EL; EM; ED.
Signum matrix 4g: SD1; OS1; OS2; OT1; OT10; OTY; OTB. Signum cre-acvite 3g: corn, maroon, white, umbra. Signum liquid 4ml. Signum HiLite pre2.

Kulzer - biuro: ☎ +48 606 289 698, ✉ info-poland@kulzer-dental.com, www.kulzer.pl

Team Manager: Konrad Kędziora ☎ +48 600 976 698, ✉ konrad.kedziora@kulzer-dental.com

Przedstawiciele regionalni Kulzer:

Piotr Kupis ☎ +48 604 241 425, ✉ piotr.kupis@kulzer-dental.com – **Łódź, Kalisz, Konin i okolice**

Maciej Grodner ☎ +48 605 900 533, ✉ maciej.grodner@kulzer-dental.com – **Warszawa i okolice**

Arkadiusz Pawlus ☎ +48 791 432 179, ✉ arkadiusz.pawlus@kulzer-dental.com – **Wrocław, Opole i okolice**

Łukasz Klek ☎ +48 501 847 491, ✉ lukasz.klek@kulzer-dental.com – **Kraków, Rzeszów i okolice**

Konrad Buras ☎ +48 511 797 751, ✉ konrad.buras@kulzer-dental.com – **Katowice, Częstochowa i okolice**

Ireneusz Gałus ☎ +48 697 489 789, ✉ ireneusz.galus@kulzer-dental.com – **Lublin i okolice**

Tomasz Grodecki ☎ +48 535 184 200, ✉ tomasz.grodecki@kulzer-dental.com – **Poznań, Zielona Góra i okolice**


Oferta ważna od 1 czerwca do 31 lipca 2019 lub do wyczerpania zapasów.

Realizacja promocji pod adresem e-mail: marta.brutkowska@kulzer-dental.com

Cena sugerowana detaliczna może ulec zmianie ze względu na drastyczny wzrost kursu euro.



<https://www.facebook.com/KulzerPolska>

**Protetyka - Oferta specjalna****czerwiec - lipiec 2019****KULZER**

MITSUI CHEMICALS GROUP

Giving a hand to oral health.



CENA 365 PLN

HERAVEST SPEED + PŁYN INVESTMENT BS1

Heravest Speed – Bezgrafitowa masa ostanająca do szybkiego procesu wygrzewania koron i mostów wykonanych z metali szlachetnych i nieszlachetnych.

OPAKOWANIE: Proszek 35 szt x 160 g (5,6 kg).
Płyn Investment BS1 900 ml – Płyn standardowy do mas ostanających.
OPAKOWANIE: Płyn 900 ml



CENA 365 PLN

MOLDAVEST EXACT + PŁYN INVESTMENT BS1

Moldavest Exact – Bezgrafitowa z fosforanowym czynnikiem wiążącym, precyzyjna masa ostanająca do szybkiego i kontrolowanego procesu wygrzewania koron i mostów wykonywanych z metali nieszlachetnych.

OPAKOWANIE: Proszek 35 szt x 160 g (5,6 kg)
Płyn Investment BS1 – Płyn standardowy do mas ostanających.
OPAKOWANIE: Płyn 900 ml



CENA 515 PLN

MOLDAVEST MASTER + PŁYN INVESTMENT BS1

Moldavest Master – Kontrolowany proces wygrzewania. Precyzyjna masa ostanająca przeznaczona do wykonywania modeli (powielanych silikonem i agarem) i form odlewniczych stosowanych w technice wykonywania protez szkieletowych. Do zastosowania z metalami szlachetnymi i nieszlachetnymi.

OPAKOWANIE: Proszek 45 szt x 450 g (20,25 kg)
Płyn Investment BS1 – Płyn standardowy do mas ostanających.
OPAKOWANIE: Płyn 900 ml

NOWOŚĆ!

CENA 95 PLN

MOLDA ROCK ROYAL

Nowy bardzo twardy gips Moldarock Royal, łączy w sobie dobre właściwości użytkowe.

Wiele korzyści:

- Doskonałe właściwości mieszania ręcznego dzięki kremowej konsystencji
- Dobrze zapywa, ale cały czas gwarantuje wysoką tiksotropię.
- Przeznaczony do odlewania 6 łuków w czasie 8 minut
 - Może być uwolniony z formy po 30 minutach.
- Brak późniejszego rozszerzenia, osiągnięcie maksymalnego wymiaru, stabilność - nawet po dłuższym przechowywaniu / utwardzaniu.
 - Wysoka stabilność i odwzorowanie krawędzi.
 - Tylko jeden gips stomatologiczny klasy IV do wielu zastosowań w pracowni protetycznej.



Szeroka gama zastosowań. Nadaje się do wszystkich wskazań tam gdzie wymagana jest wysoka jakość prac protetycznych, np.:

- Modele do techniki powielania modeli
 - Implantologia
- Modele składane i pełne modele do koron i mostów oraz wkładów i nakładów
- Precyzyjne przeciwstawne modele do ustawiania okluzji.



DOSTĘPNE KOLORY: Ivory, Light grey, Light brown, Golden yellow. OPAKOWANIE: 4,5 kg (nożyk Pała dodawany do zakupu jednego opakowania 4,5 kg Moldarock Royal dowolny kolor).

Nożyk wysyłany z biura Kulzer.



CENA 440 PLN

MOLDAVEST FUTURA + PŁYN INVESTMENT BS1

Moldavest Futura – Bezgrafitowa z fosforanowym czynnikiem wiążącym, precyzyjna masa ostanająca do szybkiego i kontrolowanego procesu wygrzewania koron i mostów wykonywanych z metali szlachetnych.

OPAKOWANIE: Proszek 35 szt x 160 g (5,6 kg)
Płyn Investment BS1 - Płyn standardowy do mas ostanających.
OPAKOWANIE: Płyn 900 ml



CENA 205 PLN

MELIODENT HC

Meliodent HC – Żywica akrylanowa do wykonywania protez dentystycznych.

Polimeryzacja na gorąco.

OPAKOWANIE: Meliodent HC proszek 1000 g + płyn 500 ml